

ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, NBI, 3M, 2.8MM

1. Να έχει μήκος εργασίας 3m και διάμετρο 2.8mm. Το κατάλληλο μέγιστο πλάτος τμήματος εισαγωγής του ενδοσκοπίου που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό μαζί με το καλώδιο μεταφοράς φωτισμού πρέπει να είναι λιγότερο από 4.1mm.
2. Να είναι συμβατό με τις OLYMPUS πηγές φωτισμού όπως CLV-S40, CLV-S45, CLV-S40PRO, CLV-180, CLV-S190, CLV-190, CLV-S400, CLL-S700, ενσωματωμένη πηγή φωτισμού LED του OTV-S300/OTV-S200/OTV-S500.
3. Να είναι συμβατό με τις ακόλουθες μεθόδους επανεπεξεργασίας: • Απολύμανση • Αποστείρωση σε κλίβανο πλάσματος STERRAD 100S (σύντομος κύκλος)/ NX (Τυπικός κύκλος)/ 100NX (Τυπικός κύκλος) • Αποστείρωση σε κλίβανο STERIS V-PRO max/ V-PROMAX2/ V-PRO S2/ V-PRO60 • Αποστείρωση σε κλίβανο ατμού
4. Να έχει βάρος 237gr.
5. Να είναι συμβατό με τις OLYMPUS Πηγές φωτισμού με NBI συμβατότητα (όπως CLVS40PRO, CLV-180, CLV-S190, CLV-190, CLV-S400, CLL-S700, Ενσωματωμένη πηγή

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΙΚΗ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΙΚΗ
Δρ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ - ΔΙΕΥΣΤΗΡΕΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΙΚΗΣ
ΚΑΡΤΑ 04012101255 ΑΒΣ ΥΛΑΤ 67600