

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μαξιλάρι Gel Πολυουρεθάνης θέσης γυναικολογικής εξέτασης

- Να έχει παραλληλόγραμμο σχήμα, κατάλληλο για την τοποθέτηση των ποδιών των ασθενών με διάσταση 40cm(ύψος) x 24cm(πλάτος) x 1cm(ύψος) .
- Να μην ρέει σε περίπτωση τυχαίου τρυπήματος και να διατηρεί απόλυτα το σχήμα του διαμοιράζοντας ισομερώς το βάρος.
 - ⇒ Να κατατεθεί test report απόδοσης του προϊόντος που αφορά στις ιδιότητες κατανομής βάρους.
- Να μπορεί να θερμανθεί έως τους 40°C ώστε να συμβαδίζει με τη θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος και να έχει υφή φιλική προς το δέρμα.
- Να είναι ακτινοδιαφανές, συμβατό κατά τη διενέργεια εξετάσεων MRI, latex-free, πολλαπλών χρήσεων, με δυνατότητα καθαρισμού με ήπια αντισηπτικές ουσίες.
- Το προϊόν να φέρει σήμανση CE, να συμμορφώνεται πλήρως με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό EU MDR 2017/745 και να διαθέτει κωδικούς UDI-DI.
- Ο κατασκευαστής να συμμορφώνεται πλήρως με το διεθνές πρότυπο ISO 13485:2016.

Δ/ΝΤΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ-ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΑΤΑΡΑΤΣΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΘΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ε.Υ.
ΑΡΧΗ 31017107405 AM 12ΑΥ 94536